

Note di revisione DeltaLog9

Numero revisione	Data	Note
7.36	07/06/2021	Risolto problema di caricamento delle lingue.
7.35	30/04/2021	Aggiunta la possibilità di impostare l'unità di misura m ³ /h in HD31.
7.32	29/01/2021	Correzione indicazione unità di misura nei dati scaricati da HD32.8.8 e HD32.8.16.
7.31	27/10/2020	Gestione unità di misura "knot" per strumenti versione Japan.
7.30	13/01/2020	Correzione risorse grafiche in inglese per la visualizzazione corretta della versione. Correzione report tabellare: non venivano visualizzati correttamente tutti i campioni della misura.
7.29	04/11/2019	Il firmware loader ora controlla la corrispondenza tra il modello dello strumento connesso e il modello nel file binario del firmware.
7.28	24/09/2019	Gestione unità di misura per HD31/HD3114B versione Japan.
7.27	05/09/2019	Gestione °F per strumenti versione Japan. Correzione di bug minori.
7.26	09/07/2019	Correzione visualizzazione canale mancante durante la lettura su HD32.8.16. Caricamento configurazione email durante avvio programma. Correzione crash se veniva staccata una sonda durante il Monitor.
7.24	27/05/2019	Correzione bug.